

Agilent Technologies 社製

細胞外フラックスアナライザー XF Pro

装置制御ソフトウェア XF Pro Controller 10.2.2

XF Pro / XF Flex / XF HS Mini 解析ソフトウェア Wave Pro 10.4.2 Release Note 【リリースノート】

【概要】

本書は XF Pro Controller 10.2.2、Wave Pro 10.4.2 の新機能や変更点を説明します。

- XF Pro Controller ソフトウェアの基本機能：XF Pro 装置の制御、計測（データ取得）です。XF Pro 装置制御 PC へのインストール専用です。
- Wave Pro ソフトウェアの基本機能：XF Pro、XF Flex、XF HS Mini のデータ解析・アッセイデザイン（テンプレート作成）です。XF Pro/XF Flex 装置制御 PC 及び個人でお使いの PC 等にインストールできます。
※XFe シリーズまたは XFp ではご利用できません。XFe シリーズまたは XFp もご利用の場合、Wave ソフトウェアをお使いください（Wave ソフトウェアに加え、Wave Pro ソフトウェアをインストールしてください）。

【Wave Pro：システム要求仕様と互換性】

PC	要求仕様/推奨の仕様
Windows PC	OS : Windows 10, 11 CPU : Intel Core i3 以上 HDD 容量 : 175 GB 以上（推奨）※空き容量：1GB 以上 メモリ (RAM) : 4 GB 以上 ※8GB 以上が最適 ディスプレイ : 1280 x 800 以上 対応 Excel : 2016 以上



【バグ修正】

XF Pro Controller 10.2.2/ Wave Pro 10.4.2 共通

- 気圧設定の問題を修正。
- PER 計算の問題を修正。▶ [「バグに関するご案内」](#)

【変更点について(Wave Pro)】

- Wave Pro 10.3 以降は各種 Report Generator の Export 機能が無くなっております。Report Generator をご利用されていた場合はご注意ください。必要な場合、Seahorse Analytics にて解析を行って頂くようお願い致します。
▶ [「Seahorse Analytics 利用手順」](#)
※Wave Pro の上位のバージョン(10.4 等)で一度開いたデータは、下位のバージョン(10.2 等)で開けない可能性がありますので、併せてご注意ください。上位のバージョンで開く前に、データのバックアップ(コピー)を推奨致します。

ご不明な点等がございましたら、下記テクニカルサポートまでご連絡お願い致します。

※本文書に記載の製品は、すべて研究・実験用です。
人・動物の診断あるいは治療等の臨床用途に使用することはできません。

お問合せ：

プライムテック株式会社
www.primetech.co.jp

技術部・テクニカルサポート

東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル2F
Phone : 03-3816-0851 (代表)
E-mail : support@primetech.co.jp

