

Agilent Technologies 社製 細胞外フラックスアナライザー 解析用ソフトウェア 要求仕様



XFe/XFp 解析用 Wave Desktop 2.3 推奨されるコンピュータ仕様

コンピュータ	Windows	Mac
OS	Windows 7、8.1、10	Mac OS w/Parallels 9 + Windows 7 or 10 ^{※1}
CPU	Intel Core i3 以上	Intel Core i3 以上
HDD 空き容量	1 GB	1 GB
メモリ (RAM)	2 GB 以上 ^{※2}	2 GB 以上 ^{※2}
モニタ解像度	1280 x 800 以上	1280 x 800 以上

- 目的： XFe/XFp アナライザーで計測したデータの解析。また、XFe/XFp アナライザーのアッセイテンプレートの作成。
 - 旧 XF データの解析も可能ですが、別紙「旧 XF ソフトウェアと Wave ソフトウェアの互換性に関して」をご確認ください。
- データのエクスポート： Microsoft Excel 2007、2010、2013 (32 / 64-bit); GraphPad Prism 6; Seahorse XF Report Generator (Microsoft Excel 2010、2013 に対応^{※3})
 - Microsoft Excel 2003 以前のバージョンには対応していません。また、Excel 2016 は現在バリデーション確認中です。

※1 プライムテックでは、Mac OS での動作確認を行っておりません。

※2 より安定した動作のためには、メモリ (RAM) は 4GB 以上が望ましいです。

※3 エクスポートされる Report Generator は、Microsoft Excel 2007 での動作の保証をしていません。Report Generator をご利用の際は Excel 2010、2013 をお使い頂くか、引き続き Wave Desktop 2.2 とこれまでの Report Generator をお使いください (Wave 2.3 からエクスポートした Excel データをこれまでの Report Generator へ Load することはできません)。

XF24/XF96 解析用 XF Reader コンピュータ要求仕様

コンピュータ	Windows
OS	Windows XP (SP3)、Vista、7 (32 / 64-bit)
CPU	Intel Core 2 Duo (2.2 GHz) 以上
HDD 空き容量	1 GB
メモリ (RAM)	2 GB 以上
モニタ解像度	1024 x 768 以上

- 目的： XF24/XF96 アナライザーで計測したデータの解析。
- データのエクスポート： Microsoft Excel 2003、2007、2010 (32-bit のみ)
- Windows 8、8.1、10、Mac OS には対応していません。
- Microsoft Excel: Excel 64-bit、Mac OS 用 Excel、*.xlsx/*.xlsm フォーマットの Excel には対応していません。



お問い合わせ：
プライムテック株式会社
www.primetech.co.jp

技術部・テクニカルサポート
東京都文京区小石川1-3-25 小石川大國ビル2F
Phone : 03-3816-0851 (代表) Fax : 03-3814-5080
E-mail : support@primetech.co.jp