



PONEMAH6.0

データ取得設定時の各画面イメージ



- ▶ MX2 データ変換マトリックス・受信器・送信器構成設定画面イメージ (※v5.2 SP6～共通) ..Page1
- ▶ 動物・パラメータの設定画面 ..Page2
- ▶ パラメータ詳細の設定画面 ..Page2
- ▶ 連続取得(Continuous)の設定画面 ..Page3
- ▶ スケジュールド・サンプリングの設定画面 ..Page3

MX2 Hardware Configuration 1.3.0.0, Copyright © Data Sciences International 1996-2014

Configuration Inventory

MX2 Configuration

- 747225
- HD-S21 SN 4294967265 ()
- J1:RPC-1 SN 6414

Implant Details

Name:

Implant Model: HD-S21

Serial Number: 4294967265

Enabled:

HD Search Status: Searching Please Wait...

Battery Status: Unknown

Receiver(s) Associated with Implant

- J1:RPC-1 SN 6414


CALIBRATIONS

Channel	Parameter	Frequency	Value 1	Value 2	Value 3
Ch1	LVPressure	500Hz	750 0	850 0	950 0
Ch2	Pressure	500Hz	750 0	850 0	950 0
Ch3	ECG	1000Hz	mV scale 0		
Ch4	Temperature (3 Cal)	10Hz	35 0	37 0	39 0
Ch5	HD Battery Voltage (Low)	10Hz	Voltage 0		
Ch6	On Time	10Hz			
Ch7	Activity	10Hz			


Create New Implant

Save & Exit Cancel


- ▲MX2 データ変換マトリックス・受信器・送信器構成設定画面イメージ (※v5.2 SP6～共通)




▲動物・パラメータの設定画面



▲パラメータ詳細の設定画面



▲連続取得(Continuous)の設定画面



▲スケジュールド・サンプリングの設定画面