

2016/8/10



## 従来モデル D70 シリーズ ・ PTD システム専用送信器ラインナップ対応表

PTD システムの送信器には、2つのシリーズが用意されています。

再生可能なチタニウム製筐体の【L シリーズ】と、BSL ラボでの使用を想定した、ディスプレイザブル・シリコンエラストマー製筐体の【M シリーズ】からご選択頂けます。

送信器は、動物 ID・キャリブレーションデータの自動読込、バッテリー残量のリアルタイムモニタリング可能です。また、使用しない時に送信器の電源を自動 OFF することもできます。

- L シリーズは、従来モデルの PCT・PCTP・CCTP 送信器からの下取り交換(アップグレード)をご利用いただけます。
- M シリーズは、L シリーズに比べ筐体が小さく、侵襲性をより低くできるとともに、イヌ・サル以外の動物種にもご利用可能です。

### 【従来モデル D70 シリーズ ・ PTD システム専用送信器ラインナップ対応】

| 従来モデル D70 シリーズ |   | PTD システム該当送信器モデル | PTD システム送信器の計測パラメータ   |
|----------------|---|------------------|-----------------------|
| D70-PCT        | → | L11 または M11      | 圧 1ch・生体電位 1ch・体温・活動量 |
| D70-PCTP       | → | L21              | 圧 2ch・生体電位 1ch・体温・活動量 |
| D70-CCTP ※     | → | L11 または M11      | 圧 1ch・生体電位 1ch・体温・活動量 |
| PA-D70         | → | M10              | 圧 1ch・体温・活動量          |
| CTA-D70        | → | M01              | 生体電位 1ch・体温・活動量       |
| TA-D70         | → | M00              | 体温・活動量                |

※2016/8 月現在、PTD システム用のモデルには生体電位 2ch タイプがございません。

### 【PTD システム専用送信器モデル外観】

| L シリーズ                                                           | M シリーズ                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(※写真は L21 モデル)</p>                                            | <p>(※写真は M11 モデル)</p>                                                              |
| 筐体素材：チタニウム製<br>筐体寸法：59 x 38 x 15 mm / 容積：29cc・重量：56g<br>※再生可能モデル | 筐体素材：シリコンエラストマー製<br>筐体寸法：40 x 26 x 14 mm / 容積：11cc・重量：13.7g<br>※ディスプレイザブル(再生不可モデル) |

圧チャンネル・生体電位チャンネルは、任意の仕様を指定することができます。

- 圧：カテーテル種(LV 用、大動物用、小動物用)・長さ・先端部長さ ※LVP 用は L シリーズのみ対応。
- 生体電位：SolidTip(リード線長さ：45/60/80cm)または標準リード線(長さ：60cm)

### 【従来モデル D70 シリーズ から PTD システム専用送信器(L シリーズ)への下取り交換プラン】

D70-PCT・D70-PCTP・D70-CCTP から、L11 または L21 にアップグレード(下取り交換)していただけます。

- ▶ ご利用可能期間：2016 年 8 月～2019 年 12 月末迄

※下取り交換プランの価格につきましては、担当営業までご確認ください。



プライムテック株式会社

www.primetech.co.jp

本 社 東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル2F  
 Phone：03-3816-0851(代表) Fax：03-3814-5080  
 大阪営業所 大阪府吹田市江坂町1-12-4 第2江坂ソリトン9F  
 Phone：06-6310-8077(代表) Fax：06-6310-8081