


# Agilent Seahorse FluxPak Enhancements


XF Hydrobooster and XF Loading Guide help reduce outliers and improve workflow



## XF ハイドロブースター (96ウェル)

XF ハイドロブースターは、FluxPakのアッセイキットに付属しています。カートリッジの水和に最適な高さにセンサーカートリッジを配置するためのプラスチック製インサート (ピンク色) です。水和のワークフローを簡素化し、正しい水和の結果を保証します。

ハイドロブースターの使用方法是こちら (Agilentサイトへのリンク)



## XF ローディングガイド (96ウェル)

XF ローディングガイドは、アッセイキット1箱につき1組付属しています。XF ローディングガイドは再利用可能ですが、個別にアジレントに注文することもできます。

ローディングガイドの使用方法是こちら (Agilentサイトへのリンク)

XF ハイドロブースターと XF ローディングガイドは、外れ値の減少、ワークフローの改善に役立ちます。

## ご注文情報

型式	製品名	適応カートリッジ	入数
103786-100	XF ローディングガイド	XFe96 センサーカートリッジ	6組

●お問合せ先 (Seahorse XFシリーズ 販売店):



**プライムテック株式会社**

東京都文京区小石川 1-3-25 小石川大国ビル2F  
Phone: [東京] 03-3816-0851 [大阪] 06-6310-8077  
http://www.primetech.co.jp/ sales@primetech.co.jp

※本文書に記載の製品は、すべて研究・実験用です。  
人・動物の診断あるいは治療等の臨床用途に使用することはできません。

●製造元:



RA44480.4000925926

rev00 (202202B)