

お客様各位

平成28年11月吉日

## ソフトウェア新バージョン リリースのご案内

拝啓、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
日頃は弊社製品をご利用頂きありがとうございます。

この度、下記ソフトウェアの新バージョンがリリースされましたのでご案内を申し上げます。

現在弊社にて、インストール動作検証及び今回の新バージョンにて追加された新機能の内容確認を行っております。製造元メーカーのホームページから新バージョンをダウンロードすることは可能ですが、弊社にて新バージョンの安定動作の検証確認が完了するまで、お客様ご自身でのアップデートは今しばらくご遠慮下さいますようお願い申し上げます。

お客様のお手元へお届けする準備が整いましたら、改めてご連絡申し上げます。

その他ご不明な点等ございましたら、弊社テクニカルサポートまでご連絡下さいますようお願い致します。  
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 【 リリースされるソフトウェア新バージョン 】

#### Agilent社 細胞外フラックスアナライザー XFe 装置制御用ソフトウェア Wave Controller 2.3

製造元リリース日: 2016年11月17日

国内リリース予定時期: 2017年1月頃

\* 2016年9月にご案内致しました、デスクトップ解析用ソフトウェア Wave Desktop 2.3とは異なります。  
今回のソフトウェアは、XFe装置付属コントローラPC用のソフトウェアです。

### 【 新バージョンでの主な変更点 】

- ・ 計測中のOCR/ECAR 2画面同時リアルタイム表示
- ・ メモリ使用量削減による、動作の安定性向上
- ・ Report Generator形式でのデータエクスポート機能
- ・ 操作性改善、各種バグ修正

### 【 ご提供資料・マテリアル一覧 】

- ・ Release Notes (英語)

1 部