

Agilent Technologies 社製

細胞外フラックスアナライザーXFe96

装置制御ソフトウェア



Wave Controller 2.6.3.8 (2.4.3.7) Release Note【リリースノート】

【概要】

Wave Controller 2.6.3.8 は、Agilent Seahorse XFe96 装置の制御・アッセイの実行を行うソフトウェアです。本書では Wave Controller 2.6.3.8 の変更点を説明します。

※XFe96 制御用 PC の OS が Windows 7 の場合は、バージョンは 2.4.3.7 となります。

- XFe96 装置制御用のソフトウェアで、装置に付属している制御用 PC にのみインストールできます。装置の制御、アッセイのデザイン、実行、最低限の解析ができます。
- **XFe96** アナライザー専用設計されています。XFe24 にはインストールできません。XFe24 をお使いの場合は「Wave Controller 2.6.1(OS : Windows10)または 2.4.2(OS : Windows 7)」をご利用ください。
- Wave Controller 2.6.3 (2.4.3)より前のバージョンをお使いの場合は「[Wave Controller 2.6.3 \(2.4.3\) リリースノート](#)」も併せてご確認ください。

【変更点】

- 細胞播種密度(Seeding Density)に小数点を入力できないように変更。
- 結果ファイルを Excel にエクスポートした際、数値データにカンマが表示されるように変更(Windows 10: 2.6.3.8 のみ)。
- 結果ファイルにおいて、Baseline Group を設定後、Modify より編集を行うと Baseline Group 設定がリセットされるバグを修正。

【装置とソフトウェアの対応表】

XFe 装置制御用 PC OS	機種	ソフトウェア
Windows 10 	XFe96	Wave Controller 2.6.3.8
	XFe24	Wave Controller 2.6.1
Windows 7 	XFe96	Wave Controller 2.4.3.7
	XFe24	Wave Controller 2.4.2

※装置制御ソフトウェアのバージョンに関わらず、デスクトップ解析ソフトウェアは Wave Desktop 2.6.4 をご利用ください。

ただし Mito Fuel Flex kit をご利用予定の場合は注意事項がありますので、Wave Desktop のリリースノートをご参照ください。

また、XFe96 以外の機種をお使いの方で、Windows 10 の PC を利用できない場合は、旧バージョンの Wave Desktop 2.6.1 をご利用頂いて問題ありません。

ご不明な点がある場合は、下記テクニカルサポートまでご連絡お願い致します。

※本文書に記載の製品は、すべて研究・実験用です。

人・動物の診断あるいは治療等の臨床用途に使用することはできません。



お問合せ：
プライムテック株式会社
www.primetech.co.jp

技術部・テクニカルサポート

DE-003471

東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル2F
 Phone : 03-3816-0851 (代表) Fax : 03-3814-5080
 E-mail : support@primetech.co.jp