

お客様各位

平成29年7月吉日

## ソフトウェア新バージョン リリースのご案内

拝啓、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
日頃は弊社製品をご利用頂きありがとうございます。

この度、下記ソフトウェアの新バージョンがリリースされましたのでご案内を申し上げます。

現在弊社にて、インストール動作検証及び今回の新バージョンにて追加された新機能の内容確認を行っております。製造元メーカーのホームページから新バージョンをダウンロードすることは可能ですが、弊社にて新バージョンの安定動作の検証確認が完了するまで、お客様ご自身でのアップデートは今しばらくご遠慮下さいようお願い申し上げます。

お客様のお手元へお届けする準備が整いましたら、改めてご連絡申し上げます。

その他ご不明な点等ございましたら、弊社テクニカルサポートまでご連絡下さいますようお願い致します。今後とも引き続きご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 【 リリースされるソフトウェア新バージョン 】

#### Agilent社 細胞外フラックスアナライザー

- ・ XFe 装置制御用ソフトウェア Wave Controller 2.4
- ・ デスクトップ解析ソフトウェア Wave Desktop 2.4

製造元リリース日：2017年6月27日

国内リリース予定時期：2017年8月頃

※Wave Controller はXFe24/XFe96をお使いの方専用の装置制御用ソフトウェア、

Wave Desktop はXF24/XF96/XFe24/XFe96/XFpをお使いの全ての方にご利用頂ける解析ソフトウェアです。

### 【 新バージョンでの主な変更点 】

- ・ ユーザーインターフェイスの変更 (Agilent社デザインへの統一)
- ・ Glycolytic Rate Assayキット用テンプレート及び「Proton Efflux Rate (PER)」パラメータの追加
- ・ 安定した温度制御可能範囲の拡張 (XFeアナライザーのみ)
- ・ 計測中でのMeasurementサイクルの追加又は削減 (XFeアナライザーのみ)

### 【 ご提供資料・マテリアル一覧 】

- ・ Release Notes (英語)

1 部



プライムテック株式会社

〒112-0002 東京都文京区小石川 1-3-25 小石川大国ビル2F

ライフサイエンス事業部 技術部 テクニカルサポート  
TEL:03-3816-0851 FAX:03-3814-5080  
e-mail:support@primetech.co.jp