

お客様各位

平成29年11月吉日

ソフトウェア新バージョン リリース・無償アップグレードのご案内

拝啓、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃は弊社製品をご利用頂きありがとうございます。

先般ご案内しました、Agilent Technologies社 細胞外フラックスアナライザーXFeモデルの新しいソフトウェアバージョンに関して、弊社でのインストール動作検証が完了し、お客様へご案内できる準備が整いましたので、本システムをご利用中のお客様へ無償アップグレードをご案内申し上げます。

添付のリリースノートに新機能や変更点に関する詳細を掲載しておりますので、内容をご確認の上、ソフトウェアのアップデートをお願い致します。別途ご案内しますダウンロードリンクより最新バージョンのインストーラ及びインストール手順書(ReadMe)をダウンロードできますので、手順書を参照しアップデートをお願い致します。

オンサイト点検と併せてアップデート作業を行うことも可能ですので、是非この機会にご検討ください。ご不明な点等ございましたら、弊社テクニカルサポートまでご連絡下さいますようお願い致します。今後とも引き続きご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

【 リリースされるソフトウェア新バージョン 】

Agilent社 細胞外フラックスアナライザー

- ・ XFe 装置制御用ソフトウェア Wave Controller 2.4 (バージョン詳細:2.4.1.1)
- ・ デスクトップ解析ソフトウェア Wave Desktop 2.4 (バージョン詳細:2.4.0.6)

Wave Controller はXFe96/XFe24をお使いの方専用の装置制御用ソフトウェアです。

Wave Desktop はXF96/XF24/XFe96/XFe24/XFpをお使いの全ての方にご利用頂ける解析ソフトウェアで、個人でお使いのPC等へのインストール専用です。装置制御用PC にはインストールしないでください。

【 新バージョンでの主な変更点 】

- ・ ユーザーインターフェイスの変更(Agilent社デザインへの統一)
- ・ Glycolytic Rate Assayキット用テンプレート及び「Proton Efflux Rate (PER)」パラメータの追加
- ・ 安定した温度制御可能範囲の拡張(XFeアナライザーのみ)
- ・ 計測中における計測サイクルのリアルタイム追加/削減機能(XFeアナライザーのみ)

【 ご提供資料・マテリアル一覧 】

- ・ リリースノート(日本語)

1 部



プライムテック株式会社

〒112-0002 東京都文京区小石川 1-3-25 小石川大国ビル2F

ライフサイエンス事業部 技術部 テクニカルサポート
TEL:03-3816-0851 FAX:03-3814-5080
e-mail:support@primetech.co.jp