

Agilent Technologies 社製 細胞外フラックスアナライザーXFe デスクトップ解析ソフトウェア



Wave Desktop 2.6.1 Release Note【リリースノート】

バージョン詳細 : 2.6.1.53 製造元リリース日 : 2019 年 4 月

【概要】

Wave Desktop ソフトウェアは、Agilent Seahorse XF アッセイのデザイン、データ解析及び考察を行うための基本となるソフトウェアです。本書では Wave Desktop 2.6.1 の新機能を説明します。

- 個人でお使いの PC 等にインストールし、アッセイのデザイン（テンプレート作成）、データ解析及び考察にご利用できます。装置制御用 PC にはインストールしないでください。
- デフォルトの搭載機能/修正されたバグ/その他の情報については、Wave 2.6 と基本的に同じです。Wave 2.6 より前のソフトウェアを使用している場合は「[Wave Desktop 2.6 リリースノート](#)」もご参照ください。

【新機能】

Report Generator のアップデート

- XF Real-Time ATP Rate Assay Report Generator が Export メニューに追加されます。
※テンプレートについては、ソフトウェアのアップデート後、手動でインポートする必要があります。

【システム要求仕様と互換性】

PC	要求仕様/推奨の仕様
Windows PC	OS : Windows 7、8.1、10 CPU : Intel Core i3 以上 HDD 容量 : 175 GB 以上（推奨）※空き容量 : 1GB 以上 メモリ (RAM) : 4 GB 以上 ディスプレイ : 1280 x 800 以上 対応 Excel : 2010、2013、2016
Macintosh PC ※Windows OS 環境のインストールが必要です	OS : Mac OSx 10、11 以上 仮想環境(Virtual Machine) : Parallels 12 & Windows 7、8.1、10 CPU : Intel Core i3 以上 HDD 容量 : 175 GB 以上（推奨）※空き容量 : 1GB 以上 メモリ (RAM) : 4 GB 以上 ディスプレイ : 1280 x 800 以上 対応 Excel : 2011、2016

ご不明な点がある場合は、弊社テクニカルサポートまでご連絡お願い致します。



お問合せ :
プライムテック株式会社
www.primetech.co.jp

技術部・テクニカルサポート

東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル2F
 Phone : 03-3816-0851 (代表) Fax : 03-3814-5080
 E-mail : support@primetech.co.jp