

Agilent Technologies(旧 Seahorse Bioscience)社製
細胞外フラックスアナライザー XF シリーズをご利用のお客様へ

2017年10月4日



Agilent Technologies(旧 Seahorse Bioscience)社製
細胞外フラックスアナライザー XF シリーズ用
Mito Fuel Flex キット 保存温度条件変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、ご利用頂いています、Agilent Technologies(旧 Seahorse Bioscience)社製 細胞外フラックスアナライザー XF シリーズ用 Mito Fuel Flex キットに、保存温度条件の変更がございましたので、下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

1、	対象キット型式	103260-100	XF Mito Fuel Flex キット
		103270-100	XFp 用 Mito Fuel Flex キット
2	変更内容	[旧] 到着後 -20℃保存 → [新] 常温保存	
		※使用期限に変更はありません。(いずれの型式も製造より1年間)	
3	お問合せ	プライムテック株式会社 ライフサイエンス事業部 電話：03-3816-0851 eメール：support@primetech.co.jp	

以上

ご不明な点がございましたら、上記連絡先までお問合せ頂けますよう、お願い致します。



プライムテック株式会社

www.primetech.co.jp

本 社 東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル2F
Phone：03-3816-0851(代表) Fax：03-3814-5080

大阪営業所 大阪府吹田市江坂町1-12-4 第2江坂ソリトン9F
Phone：06-6310-8077(代表) Fax：06-6310-8081