

Seahorse Bioscience 社製 細胞外フラックスアナライザー
XF シリーズをご利用のお客様へ

2015 年 10 月 30 日



Seahorse Bioscience 社製 細胞外フラックスアナライザー XF シリーズ用 ストレス評価キット 保存温度条件変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、ご利用頂いています、Seahorse Bioscience 社製 細胞外フラックスアナライザー XF シリーズ用ストレス評価キットの一部に、保存温度条件の変更がございましたので、ご案内申し上げます。

敬具

記

1、 対象キット型式	103015-100	XF ミトストレスキット
	103010-100	XFp 用ミトストレスキット(アッセイ x6 回分)
	103275-100	XFp 用 Phenotype キット(アッセイ x12 回分)
2 変更内容	[旧] 到着後 -20℃保存 → [新] 常温保存 ※使用期限に変更はありません。(いずれの型式も製造より 1 年間)	
3 お問合せ	プライムテック株式会社 ライフサイエンス事業部 電話：03-3816-0851 eメール：support@primetech.co.jp	

以上

ご不明な点がございましたら、上記連絡先までお問合せ頂けますよう、お願い致します。



プライムテック株式会社
www.primetech.co.jp

本 社 東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル2F
Phone：03-3816-0851(代表) Fax：03-3814-5080
大阪営業所 大阪府吹田市江坂町1-12-4 第2江坂ソリトン9F
Phone：06-6310-8077(代表) Fax：06-6310-8081