

## 修理キットの構成内容

| 修理キット型式  | 375R/D/xx                        | 375R/xx                          | 375R/D/TK                       | 375R/CSxx                   | 375R/D/SSxx                | 375R/BR                        |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 旧型式  | 125/D/xx                         | -                                | 125/D/TOOLKIT                   | 125/xx                      | SIDeseal/xx                | 125/BEARINGS                   |
| 名称   | デュアルシーベル用<br>修理キット<br>(1セット分部品付) | シングルシーベル用<br>修理キット<br>(5セット分部品付) | デュアルシーベル<br>修理用ツール<br>キット(部品なし) | センターチャネル<br>修理用シール<br>(5個入) | サイドチャネル<br>修理用シール<br>(5個入) | シングル又はデュアル<br>シーベル交換用<br>ベアリング |
| 修理ツール構成内容                                      |                                  |                                  |                                 |                             |                            |                                |
| ピンセット  | 1                                |                                  | 1                               |                             |                            |                                |
| 8Gaチューブ<br>(チューブ差し込み<br>口からベアリングを<br>外すために使用)  | 1                                | 1                                | 1                               |                             |                            |                                |
| 12Gaチューブ<br>(チューブ差し込み<br>口からベアリングを<br>外すために使用) | 1                                |                                  | 1                               |                             |                            |                                |
| ベアリング除去基部                                      | 1                                |                                  | 1                               |                             |                            |                                |
| 紙やすり   | 1                                | 1                                |                                 | 1                           | 1                          | 1                              |
| 修理マニュアル  | 1                                | 1                                | 1                               | 1                           | 1                          | 1                              |
| 交換部品構成内容                                       |                                  |                                  |                                 |                             |                            |                                |
| センターチャネル<br>シール                                | 1                                | 5                                |                                 | 5                           |                            |                                |
| サイドシール   | 1                                |                                  |                                 |                             | 5                          |                                |
| ベアリング(1つの<br>シーベルに付き2個)                        | 2                                | 10                               |                                 |                             |                            | 10                             |
| 1/4"クリップリング<br>(本体用)                           | 3                                |                                  |                                 |                             | 10                         |                                |
| 1/8"クリップリング<br>(ベアリング用)                        | 3                                | 15                               |                                 |                             | 15                         | 15                             |

xxにはゲージサイズが入ります

QMモデルを含むデュアルチャネルシーベル用  
 シングルチャネルシーベル用  
 シングル又はデュアル用